

器械消毒表

个人服务环境专用

谨记：
您必须清洁、冲洗并
干燥器械之后
方可消毒

消毒等级	何时使用	消毒用品	接触时间	物品示例
高级	通常不会穿透皮肤, 但会接触以下身体部位的设备、仪器或物品： - 眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵或肛门等粘膜 - 破损的皮肤 除氯漂白剂外, 其他高效消毒剂应具有 2 级医疗器械许可证。	漂白剂 5000 ppm (3.5 汤匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟 提示: 必须每天更换溶液	- 可重复使用的手术刀柄 - 微型刀片手柄 - 有血/体液接触的夹钳、剪具等 - 双环粉刺和微晶磨皮设备 - 磨碎式脚锉 - 容纳/操作/接触无菌物品的物品 (例如针头、刀片) - 用于剪断套管 (插入管) 的剪刀 - 去除内生毛发的镊子
		≥ 6% 过氧化氢 (增强作用配方)	遵循制造商的说明	
		2% 过氧化氢 (增强剂型)		
		0.55% 邻苯二甲醛		
中级	用作接触完好皮肤, 但可能意外接触破损皮肤、粘膜, 或刺穿皮肤的设备、仪器或物品	漂白剂 1000 ppm (2 茶匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟 提示: 必须每天更换溶液	- 夹钳、剪具、指甲刀、角质层推刀 - 金属/玻璃指甲锉 - 抹刀 - 从毛囊中取出毛发以及贴上假睫毛的镊子 - 面部刷和其他用于接触完好皮肤的面部护理设备 - 足浴盆 - 可重复使用的紫外线护目镜 - 金刚石钻头 - 激光头、激光尖和激光棒 - 可重复使用的金属德美尔钻头 - 意外接触血液或体液的剪刀 - 带有可移除贴纸的脚锉或金属脚锉
		70-90% 具有天然产品编号 (NPN) 的异丙醇/乙醇	10 分钟 提示: 每次使用后必须更换溶液	
		0.5% 声称对结核病 (TB) 或分枝杆菌有疗效的过氧化氢 (增强剂型)	遵循制造商的说明	
低级	不直接接触顾客, 或仅接触头发或完好皮肤的设备、仪器或物品。可用于消毒环境表面和日常家居清洁	漂白剂 100 ppm (1/4 茶匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟 提示: 必须每天更换溶液	- 梳子和刷子 - 卷发器、挑染钩针、理发推刀片和护罩 - 用来剪头发或一次性脱毛蜡纸的剪刀 - 服务托盘和碗 - 桌子、椅子和床 - 地板和墙壁 - 用于盛放无菌包装镊子或其他无菌设备或器械的容器 - 用于完好皮肤的剃须刀的手柄和支架 - 德美尔 (Dremel) 工具手柄 - 美甲碗和托盘 - 茧子刀片支架
		季铵盐	遵循制造商的说明	
		3% 过氧化氢或 0.5% 过氧化氢 (增强剂型)		
		苯酚		

*请注意, 上述漂白剂配方是用 5.25% 次氯酸钠溶液计算

备注: 穿透皮肤的关键设备/仪器 (用于侵入性手术) 和一些装有无菌物品的设备必须清洁后进行消毒。紫外线“消毒器”或玻璃 (热) 珠“消毒器”不是可接受的消毒方法。

约克区公共卫生局不推广或反对使用所列的任何品牌产品。这并不是所有所售产品的详尽清单, 仅代表个人服务环境中使用的一些产品示例。此图表旨在帮助您了解和找到可接受的消毒剂。所有使用的消毒剂都必须附有加拿大卫生部指定的药品识别编号 (DIN) 或天然产品编号 (NPN) (氯漂白剂例外)。